



PRIMEDIC
Saves Life. Everywhere.

Erklärung / Declaration

Betreff: Interne Pufferbatterie (**HeartSave** Serie und **DefiMonitor** XD Serie)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erklären wir, die Metrax GmbH, dass die interne Pufferbatterie der **HeartSave** Serie und **DefiMonitor** XD Serie gemäß dem Ablaufdatum, jedoch spätestens 7 Jahre nach Geräteproduktion, getauscht werden muss. Das Ablaufdatum befindet sich im Schacht des Primär-Energiemoduls.

Subject: Internal buffer battery (**HeartSave** series and **DefiMonitor** XD series)

Dear Sir or Madam,

Metrax GmbH is declaring that the internal buffer battery of the **HeartSave** series and **DefiMonitor** XD series have to be replaced according to the expiry date or 7 years after production of the device at latest. The expiry date is located in the slot of the primary energy module.

Metrax GmbH
Rottweil, 29.01.2020

 **Metrax GmbH**
Rheinwaldstr. 22 · 78628 Rottweil

i.V. Norman Scholz

QA Manager | Safety Officer §30 MPG